



massagebadkar motion 160r executive 2.0

Art nr: 20082152-00

Lättplacerat offsetbadkar i tidlös design. Välj mellan två olika massagesystem. Att ha ett Motion massagebadkar i hemmet innebär att du kan njuta av ditt eget spa.



Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7392429041409

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Innefattas av CE Ja

Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 430

Höjd (mm) 675

Längd (mm) 1580

Bredd (mm) 1000

Nettovikt (kg) 102

Vattenvolym (l) 300

El och belysning

Grundsystem Antal faser 1 fas

Grundsystem spänning (V) 230

Grundsystem Säkring 16A

Effekt (Watt) 2610

IP-klassning IPX5

Material och ytbehandling

Färg Vit

Huvudsakligt material Sanitetsakryl

Utrustning

Massagesystem Executive 2.0

Vattenrening Ja

Värmare Ja

Antal vattenjets 16

Bottenventil Ja

Touchpanel Ja

Avloppsrör Ja

6 powerjets Ja

Ryggmassage Ja

Fotmassage Ja

Front/gavel Nej

Överfyllnadsskydd Ja

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 1,100

Förp. bredd (m) 1,820

Förp. längd (m) 0,820

Bruttovikt (kg) 102,000

Övrigt

Utförande Offset höger

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på westerbergs.se](https://www.westerbergs.se)