



# massagebadkar motion 160r komfort 2.0

Art nr: 20082151-00

Lättplacerat offsetbadkar i tidlös design. Välj mellan två olika massagesystem. Att ha ett Motion massagebadkar i hemmet innebär att du kan njuta av ditt eget spa.



## Detaljerad information

### Artikelkoder

EAN 7392429041362

### Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Innefattas av CE True

### Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 430

Kardjup (mm) 430

Höjd min (mm) 675

Längd (mm) 1580

Bredd (mm) 1000

Nettovikt (kg) 100

Vattenvolym (l) 300

Vänster-/högerutförande Höger

### El och belysning

Grundsystem Antal faser 1

Grundsystem spänning (V) 230

Grundsystem Säkring 10A

Effekt (Watt) 1105

IP-klassning IPX5

### Material och ytbehandling

Färg Vit

Ytfinish Blank

Huvudsakligt material Sanitetsakryl

### Utrustning

Massagesystem Comfort 2.0

Antal vattenjets 16

Bottenventil Ja

Avloppsrör Ja

6 powerjets Ja

Ryggmassage Ja

Fotmassage Ja

Front/gavel Nej

Överfyllnadsskydd Ja

### Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 1,100

Förp. bredd (m) 1,820

Förp. längd (m) 0,820

Bruttovikt (kg) 100,000

### Övrigt

Utförande Offset höger

## Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare