



# massagebadkar motion 140c executive 2.0

Art nr: 20082142-00

Designat massagebadkar med ergonomisk form. Välj ett av våra två massagesystem och därefter komplettera med de tillval som passar dig bäst. Att ha ett Motion badkar i hemmet innebär att du kan njuta av ditt eget spa.



## Detaljerad information

### Artikelkoder

EAN 7392429041331

### Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Innefattas av CE Ja

### Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 420

Höjd min (mm) 675

Längd (mm) 1400

Bredd (mm) 1400

Nettovikt (kg) 112

Vattenvolym (l) 360

### El och belysning

Grundsystem Antal faser 1 fas

Grundsystem spänning (V) 230

Grundsystem Säkring 16A

Effekt (Watt) 2610

IP-klassning IPX5

### Material och ytbehandling

Färg Vit

Huvudsakligt material Sanitetsakryl

### Utrustning

Massagesystem Executive 2.0

Vattenrening Ja

Värmare Ja

Antal vattenjets 16

Bottenventil Ja

Touchpanel Ja

Avloppsrör Ja

6 powerjets Ja

Ryggmassage Ja

Fotmassage Ja

Front/gavel Nej

Överflylnadsskydd Ja

### Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 1,520

Förp. bredd (m) 1,630

Förp. längd (m) 0,820

Bruttovikt (kg) 112,000

### Övrigt

Utförande Hörnbadkar

## Skötselråd

---

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på westerbergs.se](https://www.westerbergs.se)