



MASSAGEBADKAR STAR 140 PLATINUM

Art nr: 20083133

Noro Star massagebadkar är ett klassiskt hörnkar med mjuka runda former och bra rymlighet. Karet är ergonomiskt utformat för att ge maximal komfort och avslappning. Dessutom har karet mycket goda avställningsytor.

Noro massagebadkar är svensktillverkade och utrustade med Noro Soundless System som ger ett tystare ljud.

5 års garanti på sanitetsakryl

BRONZE

Uppvärmrt luftsysteem ger varma luftbubblor från botten

Helsvetsat stativ med ställbara fötter

Front ingår (alla massagebadkar), gavel ingår i Relounge massagebadkar

NORO Tropic sargblandare ingår, förborrade blandarhål.

SILVER

6 st sidojets

6 st ryggjets

Helsvetsat stativ med ställbara fötter

Front ingår (alla massagebadkar), gavel ingår i Relounge massagebadkar

NORO Tropic sargblandare ingår, förborrade blandarhål.

GOLD

6 st sidojets

6 st ryggjets

2 st fotjets

Terapibelysning

Vattenvärmare

Helsvetsat stativ med ställbara fötter

Front ingår (alla massagebadkar), gavel ingår i Relounge

Inkluderade artiklar

0133 1 x massagebadkar star 140 platinum



Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7333231009737

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610

Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 495

Kardjup (mm) 495

Höjd (mm) 675

Längd (mm) 1400/2 (20083133)

Bredd (mm) 1400

Nettovikt (kg) 73

Material och ytbehandling

Färg Vit

Ytfinish Blank

Huvudsakligt material Akryl

Ytbehandling Blankpolerad

Utrustning

Massagesystem Platinum

Kompressor Ja

Antal luftjets 8

Värmare Ja

Antal vattenjets 14

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på westerbergs.se](https://www.westerbergs.se)