



# massagebadkar motion 160sq executive 2.0 +

Art nr: 20082172-01

Rektangulär form som ger maximal massage på liten yta.  
Att ha ett Motion massagebadkar i hemmet innebär att du kan njuta av ditt eget spa.



## Detaljerad information

### Artikelkoder

EAN 7392429041553

### Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610  
EN-standard EN12764, EN61000  
Innefattas av CE Ja

### Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 420  
Höjd min (mm) 670  
Längd (mm) 1500  
Bredd (mm) 700  
Nettovikt (kg) 100  
Vattenvolym (l) 230

### El och belysning

Grundsystem Antal faser 1 fas  
Grundsystem spänning (V) 230  
Effekt (Watt) 3150  
IP-klassning IPX5

### Material och ytbehandling

Färg Vit  
Huvudsakligt material Sanitetsakryl

### Utrustning

Massagesystem Executive 2.0  
Kompressor Ja  
Antal luftjets 8  
Vattenrening Ja  
Antal vattenjets 16  
Bottenventil Ja  
Touchpanel Ja  
Avloppsror Ja  
6 powerjets Ja  
Ryggmassage Ja  
Fotmassage Ja  
Sidomassage Ja  
Front/gavel Nej

### Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 0,830  
Förp. bredd (m) 1,810  
Förp. längd (m) 0,820  
Bruttovikt (kg) 100,000

### Övrigt

Utförande Rektangulärt

## Skötselråd

---

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på westerbergs.se](https://www.westerbergs.se)