



# massagebadkar motion 160sq comfort 2.0

Art nr: 20082171-00

Rektangulär form som ger maximal massage på liten yta. Att ha ett Motion massagebadkar i hemmet innebär att du kan njuta av ditt eget spa.



## Detaljerad information

### Artikelkoder

EAN 7392429041508

### Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Innefattas av CE Ja

### Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 420

Kardjup (mm) 420

Höjd min (mm) 670

Längd (mm) 1600

Bredd max (mm) 700

Nettovikt (kg) 93

Vattenvolym (l) 230

Vänster-/högerutförande Vändbar

### El och belysning

Grundsystem Antal faser 1

Grundsystem spänning (V) 230

Grundsystem Säkring 10A

Effekt (Watt) 1105

IP-klassning IPX5

### Material och ytbehandling

Färg Vit

Ytfinish Blank

Huvudsakligt material Sanitetsakryl

### Utrustning

Massagesystem Comfort 2.0

Antal vattenjets 16

Bottenventil Ja

Avloppsrör Ja

6 powerjets Ja

Ryggmassage Ja

Fotmassage Ja

Front/gavel Nej

Överfyllnadsskydd Ja

### Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 0,830

Förp. bredd (m) 1,810

Förp. längd (m) 0,820

Bruttovikt (kg) 93,000

### Övrigt

Utförande Rektangulärt

## Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare