



massagebadkar motion 160r front 2.0

Art nr: 20082155-00

Front till MOTION 160R



Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7392429042413

Standarder och klassificeringar

ETIM EC010341
EN-standard EN12764
Innefattas av CE True

Produktmått och -vikt

Nettovikt (kg) 10
Vänster-/högerutförande Höger

El och belysning

IP-klassning IPX5

Material och ytbehandling

Ytfinish Blank
Huvudsakligt material Akryl

Utrustning

Bottenventil Ja
Avloppsrör Ja

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 1,100
Förp. bredd (m) 1,820
Förp. längd (m) 0,820
Bruttovikt (kg) 10,000

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare