



# massagebadkar pacific 175r comfort 2.0

Art nr: 20082131-00

Ett runt massagebadkar med gott om plats. Framtaget för dig som vill bygga in ditt kar och har höga krav på design och prestanda. Väljer du vårt executive system styrs massagen lätt med touchpanelen, som ger en optimal upplevelse och känsla. Att ha ett Pacific badkar i hemmet är att kunna njuta av sitt eget spa.

## Detaljerad information

### Artikelkoder

EAN 7392429041225

### Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Innefattas av CE True

### Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 405

Höjd min (mm) 700

Längd (mm) 1760

Bredd (mm) 1760

Nettovikt (kg) 144

Vattenvolym (l) 511

### El och belysning

Grundsystem Antal faser 1

Grundsystem spänning (V) 230

Grundsystem Säkring 10A

Effekt (Watt) 2005

IP-klassning IPX5

### Material och ytbehandling

Färg Vit

Ytfinish Blank

Huvudsakligt material Sanitetsakryl

### Utrustning

Massagesystem Comfort 2.0

Antal vattenjets 16

Bottenventil Ja

Avloppsrör Ja

6 powerjets Ja

Ryggmassage Ja

Fotmassage Ja

Front/gavel Nej

Överfyllnadsskydd Ja

### Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 1,900

Förp. bredd (m) 2,010

Förp. längd (m) 0,900

Bruttovikt (kg) 144,000

### Övrigt

Utförande Runt

## Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare