



massagebadkar motion 160sq superior soft 2.0

Art nr: 20082143-00

Rektangulär form som ger maximal massage på liten yta. Att ha ett Motion massagebadkar i hemmet innebär att du kan njuta av ditt eget spa.



Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7392429042765

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610
EN-standard EN12764
Innefattas av CE Ja

Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 420
Höjd min (mm) 670
Längd (mm) 1600
Bredd (mm) 700
Nettovikt (kg) 78
Vattenvolym (l) 230

El och belysning

Grundsystem Antal faser 1 fas

Material och ytbehandling

Färg Vit
Huvudsakligt material Sanitetsakryl

Utrustning

Massagesystem Superior soft
Värmare Ja
Antal vattenjets 16
Bottenventil Ja
Avloppsrör Ja
6 powerjets Ja
Ryggmassage Ja
Fotmassage Ja
Blandare Ja
Front/gavel Ja
Överfyllnadsskydd Ja

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 0,830
Förp. bredd (m) 1,810
Förp. längd (m) 0,820
Bruttovikt (kg) 78,000

Övrigt

Utförande Rektangulärt

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på westerbergs.se](https://www.westerbergs.se)