



massagebadkar motion 160l executive 2.0

Art nr: 20082162-00

Lättplacerat offsetbadkar i tidlös design. Välj mellan två olika massagesystem. Att ha ett Motion badkar i hemmet innebär att du kan njuta av ditt eget spa.



Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7392429041478

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610
EN-standard EN12764, EN61000
Innefattas av CE Ja

Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 430
Höjd min (mm) 675
Längd (mm) 1580
Bredd (mm) 1000
Nettovikt (kg) 102
Vattenvolym (l) 300

El och belysning

Grundsystem Antal faser 1 fas
Grundsystem spänning (V) 230
Grundsystem Säkring 16A
Effekt (Watt) 2610
IP-klassning IPX5

Material och ytbehandling

Färg Vit
Huvudsakligt material Sanitetsakryl

Utrustning

Massagesystem Executive 2.0
Vattenrening Ja
Värmare Ja
Antal vattenjets 16
Bottenventil Ja
Touchpanel Ja
Avloppsrör Ja
6 powerjets Ja
Ryggmassage Ja
Fotmassage Ja
Front/gavel Nej
Överfyllnadsskydd Ja

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 1,100
Förp. bredd (m) 1,820
Förp. längd (m) 0,820
Bruttovikt (kg) 102,000

Övrigt

Utförande Offset vänster

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på westerbergs.se](https://www.westerbergs.se)