



massagebadkar motion 160r executive 2.0 + botten/booster

Art nr: 20082152-01

Lättplacerat offsetbadkar i tidlös design. Välj mellan två olika massagesystem. Att ha ett Motion massagebadkar i hemmet innebär att du kan njuta av ditt eget spa.



Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7392429041416

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Innefattas av CE Ja

Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 430

Höjd min (mm) 675

Längd (mm) 1580

Bredd (mm) 1000

Nettovikt (kg) 107

Vattenvolym (l) 300

El och belysning

Grundsystem Antal faser 1 fas

Grundsystem spänning (V) 230

Effekt (Watt) 3150

IP-klassning IPX5

Material och ytbehandling

Färg Vit

Huvudsakligt material Sanitetsakryl

Utrustning

Massagesystem Executive 2.0

Kompressor Ja

Antal luftjets 8

Vattenrening Ja

Antal vattenjets 16

Bottenventil Ja

Touchpanel Ja

Avloppsror Ja

Termostat Ja

6 powerjets Ja

Ryggmassage Ja

Fotmassage Ja

Sidomassage Ja

Front/gavel Nej

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 1,100

Förp. bredd (m) 1,820

Förp. längd (m) 0,820

Bruttovikt (kg) 107,000

Övrigt

Utförande Offset höger

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på westerbergs.se](https://www.westerbergs.se)