



massagebadkar pacific 180sq front 2.0

Art nr: 20082125-00

Front ingår ej vid köp av Pacific 180SQ utan köps till som tillval.



Detaljerad information

Artikelkoder		Material och ytbehandling	
EAN	7392429042383	Ytfinish	Blank
Standarder och klassificeringar		Huvudsakligt material	Akryl
ETIM	EC010341	Utrustning	
EN-standard	EN12764	Bottenventil	Ja
Innefattas av CE	True	Avloppsror	Ja
Produktmått och -vikt		Överflynnadsskydd	Ja
Nettovikt (kg)	5	Förpackningsmått och -vikt	
Vänster-/högerutförande	Vändbar	Förp. höjd (m)	0,600
El och belysning		Förp. bredd (m)	1,900
IP-klassning	IPX5	Förp. längd (m)	0,100
		Bruttovikt (kg)	5,000

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare