



# massagebadkar ocean 150c front 2.0

Art nr: 20082225-00

Front till OCEAN 150C



## Detaljerad information

| Artikelkoder                    |               | Material och ytbehandling  |       |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| EAN                             | 7392429042499 | Ytfinish                   | Blank |
| Standarder och klassificeringar |               | Huvudsakligt material      | Akryl |
| ETIM                            | EC010341      | Utrustning                 |       |
| EN-standard                     | EN12764       | Bottenventil               | Ja    |
| Produktmått och -vikt           |               | Avloppsrör                 | Ja    |
| Nettovikt (kg)                  | 8             | Förpackningsmått och -vikt |       |
| El och belysning                |               | Förp. höjd (m)             | 0,600 |
| IP-klassning                    | IPX5          | Förp. bredd (m)            | 2,000 |
|                                 |               | Förp. längd (m)            | 0,500 |
|                                 |               | Bruttovikt (kg)            | 8,000 |

## Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akryltytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare