



massagebadkar motion 180sq executive 2.0 +

Art nr: 20082182-01

Rektangulär form som ger maximal massage på liten yta. Våra två massagesystem garanterar dig bästa upplevelsen. Att ha ett Motion massagebadkar i hemmet innebär att du kan njuta av ditt eget spa.



Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7392429041621

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Innefattas av CE Ja

Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 425

Höjd min (mm) 670

Längd (mm) 1800

Bredd (mm) 800

Nettovikt (kg) 113

Vattenvolym (l) 250

El och belysning

Grundsystem Antal faser 1 fas

Grundsystem spänning (V) 230

Effekt (Watt) 3150

IP-klassning IPX5

Material och ytbehandling

Färg Vit

Huvudsakligt material Sanitetsakryl

Utrustning

Massagesystem Executive 2.0

Kompressor Ja

Antal luftjets 8

Vattenrening Ja

Antal vattenjets 16

Bottenventil Ja

Touchpanel Ja

Avloppsror Ja

6 powerjets Ja

Ryggmassage Ja

Fotmassage Ja

Sidomassage Ja

Front/gavel Nej

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 1,000

Förp. bredd (m) 2,010

Förp. längd (m) 0,820

Bruttovikt (kg) 113,000

Övrigt

Utförande Rektangulärt

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på westerbergs.se](https://www.westerbergs.se)