



massagebadkar motion 160l front 2.0

Art nr: 20082165-00

Front till MOTION160L



Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7392429042420

Standarder och klassificeringar

ETIM EC010341

EN-standard EN12764

Produktmått och -vikt

Nettovikt (kg) 10

Vänster-/högerutförande Vänster

El och belysning

IP-klassning IPX5

Material och ytbehandling

Ytfinish Blank

Huvudsakligt material Akryl

Utrustning

Bottenventil Ja

Avloppsrör Ja

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 1,100

Förp. bredd (m) 1,820

Förp. längd (m) 0,820

Bruttovikt (kg) 10,000

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare